

DETERDŽENT ZA AUTOMATIZIRANO REPROCESIRANJE ENDOSKOPA

SOLUSCOPE EZ

DETERDŽENT ZA FLEKSIBILNE ENDOSKOPE KORISTITI ISKLJUČIVO S SOLUSCOPE SERIE 1

- Troenzimski deterdžent
- Dokazana učinkovitost protiv biofilma i proteina
- Sukladno s normom EN ISO 15883-4
- Kompatibilno sa širokim rasponom fleksibilnih endoskopa
- Siguran spoj



SOLUSCOPE EZ

Deterdžent za fleksibilne endoskope, koristiti isključivo s Soluscope Serie 1



SOLUSCOPE SERIE 1

SASTAV PROIZVODA

- Neionski i anionski surfaktanti
- Sequestering agents
- Enzimski kompleks (proteaza, lipaza i amilaza)
- Pomoćne tvari

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Blijedožuta bistra tekućina
- Gustoća pri 20 °C: 1,09 mg/mL
- pH razrijeđenog proizvoda (0,25 %): pribl. 8,5
- pH čistog proizvoda pri 20 °C: oko 6,7*
- pH razrijeđenog proizvoda (0,5 %): oko 7,6*
- Vodljivost pri 0,5%: 231 µS/cm

*mjerena pH vrijednosti u radnim uvjetima uvijek pomoću pH metra s kompenzacijom temperature.

INFORMACIJE O NARUČIVANJU

PROIZVOD	JEDINICA PAKIRANJA	KOD ZA NARUČIVANJE
SOLUSCOPE EZ	4 x 5 L	3123610

UPUTE ZA UPORABU

Zavrnite klip s crnim čepom na spremnik. Uvjerite se da ventilacijski otvor nije blokiran. Postaviti spremnik i povezati ga na uređaj za pranje i dezinfekciju (pogledati korisnički priručnik uređaja za pranje i dezinfekciju). Automatsko razrjeđivanje. Iskoristiti u roku od 2 mjeseca nakon datuma povezivanja na stroj (upisati datum otvaranja na naljepnici na za to predviđeno mjesto).

SKLADIŠTENJE

Opasno – pridržavajte se mjera opreza za upotrebu (sastavljene u skladu s važećim europskim pravilima za klasifikaciju i označavanje kemijskih proizvoda).

MEDICINSKI PROIZVOD, KORISTITI S OPREZOM

Molim pročitati naljepnicu i informacije o proizvodu.



SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Distribuirao:

ECOLAB GESELLSCHAFT GMBH
Podružnica Zagreb
Zavrtnica 17
10 000 Zagreb
Hrvatska

ECOLAB GmbH
(REG. HOLDER FOR: A, BG, CZ,
HR, HU, RO, SK, SLO NOSITELJ
ODOBRANJA ZA HR)
Rivergate
Handelskai 92
1200 Wien, Österreich



www.ecolab.com



www.soluscope.com