



DETERGENT PENTRU REPROCESAREA AUTOMATĂ A ENDOSCOAPELOR

SOLUSCOPE EZ

**DETERGENT PENTRU ENDOSCOAPE FLEXIBILE
DESTINAT A FI UTILIZAT EXCLUSIV CU SOLUSCOPE
SERIE 1**

- Detergent tri-enzimatic
- Eficacitate dovedită împotriva biofilmului și a proteinelor
- Conform cu EN ISO 15883-4
- Compatibil cu o gamă largă de endoscoape flexibile
- Conexiune sigură



SOLUSCOPE EZ

Detergent pentru endoscoape flexibile, destinat a fi utilizat exclusiv cu Soluscope Serie 1



SOLUSCOPE SERIE 1

COMPOZIȚIE PRODUS

- Surfactanți neionici și anionici
- Agenți de sechestrare
- Complex enzimatic (protează, lipază, amilază)
- Excipienți

CARACTERISTICI PRODUS

- Lichid limpede de culoare galben pal
- Densitate la 20°C: 1,09 mg/ml
- pH produs diluat (0,25%): aproximativ 8,5
- pH produs pur la 20°C: aproximativ 6,7*
- pH produs diluat la 0,5%: aproximativ 7,6*
- Conductivitate la 0,5%: 231 μ S/cm

*măsurarea valorii pH-ului s-a făcut în condiții operaționale cu ajutorul unui pHmetru cu compensare de temperatură.

INFORMAȚII COMANDĂ

PRODUS	UNITATE DE AMBALARE	COD COMANDĂ
SOLUSCOPE EZ	4 x 5 L	3105530

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înșurubați pistonul cu capac negru pe recipient. Asigurați-vă că gura de aerisire nu este blocată. Puneți recipientul la loc și conectați-l la echipamentul de reprocesare (a se consulta Manualul de Utilizare). Diluție automată. Valabilitate produs după deschidere: 2 luni conectat la echipamentul de reprocesare (notați data deschiderii pe eticheta special concepută cu acest scop).

DEPOZITARE

Avertizare - respectați precauțiunile de utilizare (stabilite prin reglementările europene în vigoare cu privire la clasificarea și etichetarea produselor chimice).

DISPOZITIV MEDICAL - UTILIZAȚI ÎN SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs.



DOAR PENTRU UTILIZATORII PROFESIONALI.



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Distribuit de:
SC ECOLAB SRL
Centrul de afaceri IDEO
Sos Pacurari, nr 138
700545, Iasi, Romania
T +40 232 22 22 10
www.ecolab.ro



www.ecolab.com



www.soluscope.com